

Aplicación del producto para clientes sentados

Quando utilizar el cojín de perfil alto de 4"/10cm

- Clientes con integridad cutánea deteriorada
- Clientes con historial de ruptura de la piel
- Clientes con alto riesgo de sufrir ruptura de la piel
- Clientes sin sensibilidad



Uma válvula

- Clientes con buen equilibrio
- Clientes que poseen una postura simétrica



Quando utilizar el cojín de perfil bajo de 2"/5cm

- Clientes que tienen riesgo moderado a alto de sufrir ruptura de la piel
- Clientes con sensibilidad parcial o sin sensibilidad
- Clientes que tienen la capacidad de cambiar el peso en forma independiente
- Clientes que impulsan su silla de ruedas con sus pies

ENHANCER®

- Clientes que necesitan una mayor estabilidad lateral
- Clientes que se sientan con inclinación pélvica posterior
- Clientes que tienen dificultad con el posicionamiento de las piernas

CONTOUR SELECT™

- Tienen una postura asimétrica
- Requieren estabilidad postural
- Tienen problemas con posicionamiento de piernas
- Necesitan de mayor estabilidad



MOSAIC®

- Clientes que son usuarios temporales o part-time de sillas de ruedas
- Clientes que tiene riesgo moderado a bajo de sufrir ruptura de la piel
- Clientes que requieren de comodidad y apoyo
- Clientes con sensibilidad parcial a total

QUADTRO® SELECT®

- Clientes que requieren cambiar de posición en forma pro gresiva
- Clientes que necesitan una cantidad significativa de apoyo postural
- Clientes que poseen poco a regular nivel de equilibrio
- Clientes en sistemas inclinables y/o reclinables
- Clientes que se encuentran en condiciones que cambiarán en el tiempo



HARMONY™

- Requieren un soporte postural
- Con riesgo de producir rotura de piel
- Necesitan confort y protección



nexus® SPIRIT®

- Clientes que son usuarios activos
- Clientes que tienen riesgo moderado de sufrir ruptura de la piel
- Clientes que requieren de una mayor estabilidad durante las transferencias
- Clientes que tiene la capacidad de cambiar el peso en forma independiente
- Clientes que tienen dificultad con el posicionamiento de las piernas



100 North Florida Avenue • Belleville, IL 62221-5429 USA
U.S. & Canada 1-800-851-3449 • Fax 1-888-551-3449

Outside the U.S. and Canada: 618-277-9173 • Fax 618-277-9561

www.therohogroup.com